

NEW

〈口腔ケア用 開口補助具〉 バイトロックシリーズ

高引裂
特殊グレード
使用

BiteLock に

BiteLockW

ワイドタイプが仲間入り!


日本製 PAT. P

シリーズ最大の
開口度で
よりワイドに保持。
さらに確実な口腔ケアができます。

- ・先端部はスリムタイプとほぼ同じ厚みなので挿入しやすい
- ・シリコン製で口腔内を傷つけない (弾力のある高引裂特殊グレード)
- ・オートクレーブ滅菌可能 (耐熱温度 180℃)



使用例



〈従来品〉 バイトロックS

バイトロックII



バイトロックW ▶ 指先&ペンライト入れて使用

バイトロックS ▶ ペンライトのみ入れて使用

バイトロックII ▶ 指先&ペンライト入れて使用

市販φ20mm ペンライトを
挿入することで
口腔内を照らして使用可能
(ペンライトは付属しません)

※弊社の口腔保湿剤“ウエットエイド”を先端に塗布しますと挿入しやすくなります。

〈ご注意〉より安全にご使用いただくために、目安として半年に一度の交換をおすすめします。

製品名	規格	標準価格	サイズ
バイトロックW	かため ブルー	2,700円	全長:105mm、穴部:直径20mm、突起部:長さ44mm(先端部75mm)、根元部:33mm
バイトロックS	かため パープル	2,700円	全長:105mm、穴部:直径20mm、突起部:長さ43mm(先端部7mm)、根元部:26mm
バイトロックII	かため ブルー やわらかめ オレンジ	2,700円	全長:108mm、穴部:直径21mm、突起部:長さ42mm(先端部10mm)、根元部:26mm

お問合せ: ☎ 0120-267-720

発売元
亀水化学工業株式会社
 大阪府寝屋川市豊里町 17-16 〒572-0071
 TEL 072-826-7720 FAX 072-826-1299
<http://kamemizu.co.jp/>
 E-mail: info@kamemizu.co.jp

製造元
株式会社 デントケア
 TEL 072-828-8590
<http://dent-care.net/>
 E-mail: info@dent-care.net