

アクリル系軟質裏装材の洗浄には

酵素系義歯洗浄剤 クリーンソフト

# CLEAN SOFT を!

面荒れが大幅に減少します。

あなたならどちらを選びますか？



水洗いのみで3ヶ月間装着



クリーンソフトを使用して3ヶ月間装着

✕ アクリル系軟質裏装材に  
市販の義歯洗浄剤はダメ!



硬化直後より2週間浸漬



CLEAN SOFT クリーンソフト (軟質裏装材専用義歯洗浄剤)

- ディスプレイケース付 6個入/箱
- 患者価格 1個 ¥1,280 (税別) / 90g (90回分)

〈ご注意〉

1. 材質が劣化するため、クリーンソフトには漂白剤は入っておりません。そのため常用薬や嗜好品などからの色素沈着により、まれに義歯が黒ずんでくることがあります。この場合には短時間に限って、一時的に市販の義歯洗浄剤で着色義歯を漂白してください。
2. クリーンソフトによる義歯洗浄の前後には、極細の歯ブラシで機械的清掃も併用するようにしてください。

〈製造販売元〉

亀水化学工業株式会社  
大阪府寝屋川市豊里町17-16 〒572-0071  
TEL 072-826-7720 FAX 072-826-1299

(お問合せ) ☎ 0120-267-720  
<http://kamemizu.co.jp>  
E-mail: [info@kamemizu.co.jp](mailto:info@kamemizu.co.jp)

特殊分解酵素配合

# CLEAN SOFT

クリーンソフト


軟質裏装材専用義歯洗浄剤

## ティッシュコンディショナーや 軟質リライン材の劣化防止に!

### 《特長》

- デンチャープラークの洗浄力は市販酵素系他社製品の**数十倍**も強力。  
(下記参照)
- 中身は大変経済的な**2倍量**
- 従来の義歯床や金属床にも使用でき、クラスプ・バーをいためません。

[各種義歯洗浄剤のカンジダ除菌能比較グラフ]



- クリーンソフト** (軟質裏装材専用義歯洗浄剤)
- ディスプレイケース付 6個入/箱
  - 患者価格 1個 ¥1,280 (税別) /90g (90回分)

### 参考文献

Cleansing efficacy of commercial denture cleansers. - Removal ability of denture cleansers on Candida albicans biofilm. Nikawa., H. et al. ICPAC 1994. 鹿児島で発表(広島大学歯学部歯科補綴学第二講座)