


口腔ケア用 開口補助・保持具 バイトロック II

## Bite Lock II

日本製  
PAT.

開口障害のある患者さんへ！  
口腔ケアを行う際に、  
開口を誘導しながら保持することができます。

- シリコン製で弾力があり歯に優しい
- ネジ山で開口度が調整でき、外れにくい
- 指先やペンライトを入れて操作が可能
- オートクレーブや煮沸消毒が可能



使用例

※弊社の口腔保湿剤“ウエットエイド”を先端部に塗布しますと  
挿入しやすくなります。



材質改良  
高引裂  
特殊グレード  
使用

日本製

種類： やわらかめ： オレンジ かため： ブルー  
標準価格： 2,700 円 (税別) / 1 本 色調： オレンジ DC-59  
ブルー DC-60  
サイズ： 全長 108mm 突起部： 長さ 42mm 穴部： 内径 21mm



市販φ20mm ペンライト装着例 (ペンライトは付属しません)

⚠ 使用上の注意

- ◆使用前には傷・亀裂等の異常がないか、十分に注意して必ず確認してください。傷やひび割れ等の異常や劣化が疑われる場合は、直ちに使用を中止し、廃棄してください。
- ◆より安全にご使用していただくために、目安として半年に一度の交換をおすすめします。

感染予防対策 製造元 HELVEMED 社 (スイス)  
“バイトロック II”等の洗浄・除菌におすすめ



インストゥルメントフォルテ  
(浸漬タイプ)  
各種器具の洗浄に！  
15分間浸漬タイプ

サーフェイスクイック  
(スプレータイプ)  
ユニット、タービン、  
器具等表面を  
1分間で急速除菌！



ドイツ衛生微生物協会 (DGHM) 認定品

(お問合せ) フリーダイヤル0120-267-720

発売元

亀水化学工業株式会社

大阪府寝屋川市豊里町17-16 〒572-0071

TEL 072-826-7720 FAX 072-826-1299

http://kamemizu.co.jp/

E-mail: info@kamemizu.co.jp

製造元

株式会社 デントケア

TEL / 072-828-8590

http://dent-care.net/

E-mail: info@dent-care.net